

Anticuerpo Policlonal Anti-Miotubularina (Mtm1) Para Wb, Elisa - Q13496

Número de artículo: CM0017088

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la miotubularina humana (MTM1) para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Útil para estudiar el metabolismo de fosfoinosítidos, el tráfico endosomal y las enfermedades musculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CNM; CNMX; MTMX; XLMTM; MTM1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4534
ID de Gen	4534
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 484-603 de la MTM1 humana (NP_000243.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13496
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo