

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mypn Para Wb, Elisa - Q86Tc9

Número de artículo: CM0022286

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo contra MYPN (miofialadina) está validado para Western blot (WB) y ELISA, detectando MYPN humano y de ratón. Adecuado para investigación de la estructura del sarcómero y enfermedades musculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-MYPN
Observaciones/Alias	MYOP; RCM4; CMH22; NEM11; CMD1DD; MYPN
Especie	Humano
GeneID (humano)	84665
GeneID	84665
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de MYPN humano (NP_115967.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q86TC9
Peso Molecular de la Proteína	145kDa
Envío	Bolsa de hielo