


Anticuerpo Policlonal Anti-Myrf Para Wb Y Elisa - Q9Y2G1

Número de artículo: CM0023853



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-MYRF validado para WB y ELISA. Reacciona con MYRF humano y de ratón, un factor de transcripción clave en la mielinización del SNC y la maduración de los oligodendrocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MYRF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRF; CUGS; MMERV; Ndt80; 11orf9; pqn-47; C11orf9; MYRF
Especie	Humano
GeneID (humano)	745
GeneID	745
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del MYRF humano (NP_001120864.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y2G1
Peso Proteico	124kDa
Envío	Bolsa de hielo