

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mysm1 Para Wb Y Elisa - Q5Vvj2

Número de artículo: CM0024810



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MYSM1 validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre deubiquitinasa, función de células madre hematopoyéticas y estudios de respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MYSM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	2ADUB; BMFS4; 2A-DUB; MYSM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	114803
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 720-821 de MYSM1 humano (NP_001078956.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5VVJ2
Peso molecular de la proteína	95kDa
Envío	Bolsa de hielo