

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Myt1 Para Wb, Elisa - Q01538

Número de artículo: CM0012971



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MYT1 de alta calidad validado para WB y ELISA. Reacciona con MYT1 humano, de ratón y de rata, un factor de transcripción crucial para el desarrollo de oligodendrocitos. Ideal para estudios de neurociencia y desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo MYT1
Observaciones/Alias	MTF1; MYTI; NZF2; PLPB1; ZC2H2C1; ZC2HC4A; C20orf36; MYT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4661
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 650-820 del MYT1 humano (NP_004526.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01538
Peso Proteico	122kDa
Envío	Bolsa de hielo