


Anticuerpo Policlonal Anti-Mzb1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wu39

Número de artículo: CM0014022



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a MZB1 humano (pERp1, MEDA-7) para Western blot, IHC-P y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de las funciones de las chaperonas de proteínas del RE y la biología de las células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MZB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PACAP; pERp1; MEDA-7; MZB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51237
GeneID	51237
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-189 de MZB1 humano (NP_057543.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WU39
Peso de la Proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo