

Anticuerpo Policlonal Anti-Mzf1 Para Wb, Elisa - P28698

Número de artículo: CM0017496



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MZF1 para WB y ELISA, validado en humano, ratón y rata. Inmunógeno de proteína recombinante dirigido contra el factor de transcripción 1 de dedos de zinc mieloide, implicado en la diferenciación hematopoyética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra MZF1
Observaciones/Alias	MZF-1; MZF1B; ZFP98; ZNF42; ZSCAN6; MZF1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	7593
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-350 de MZF1 humano (NP_003413.2).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P28698
Peso de la proteína	82 kDa
Envío	Bolsa de hielo