


Anticuerpo Policlonal Anti-Mzt2B Para Wb, Elisa - Q6Nz67

Número de artículo: CM0027445



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MZT2B (FAM128B) humano, validado para WB y ELISA. Ideal para el estudio de la función del centrosoma, el ensamblaje del huso mitótico y la dinámica del complejo anillo de gamma-tubulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MZT2B Rabbit pAb
Notas / Alias	FAM128B; MOZART2B; MZT2B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80097
GeneID	80097
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-158 de MZT2B humano (NP_079305.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6NZ67
Peso Molecular	16kDa
Envío	Bolsa de hielo