

Anticuerpo Policlonal Anti-N-Cadherina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P19022

Número de artículo: CM0029385

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra N-Cadherina humana, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de adhesión celular y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra N-Cadherina
Observaciones/Alias	CDHN; NCAD; ACOGS; ADHD8; CD325; ARVD14; CDw325; N-Cadherina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1000
GeneID	1000
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 488-587 de la N-Cadherina humana (NP_001783.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19022
Peso Proteico	100kDa
Envío	Bolsa de hielo