

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-N-Myc/Mycn Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04198

Número de artículo: CM0013299



### Introducción

Valide la expresión de N-Myc/MYCN en neuroblastoma y células neuronales con este anticuerpo policlonal de conejo, adecuado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con especies humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de conejo anti-N-Myc/MYCN                                                                                                           |
| Observaciones/Alias | NMYC; ODED; MODED; N-myc; bHLHe37; MYCNsORF; MYCNsPEP; N-Myc/MYCN                                                                       |
| Especies            | Humano                                                                                                                                  |
| ID del Gen (Humano) | 4613                                                                                                                                    |
| ID del Gen          | 4613                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 168-267 de N-Myc/MYCN humano (NP_005369.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                |
| Aplicación          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                     |
| SWISS               | P04198                                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 50kDa                                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                          |