


Anticuerpo Monoclonal Anti-N-Wasp/Wasl Para Wb, Elisa - O00401

Número de artículo: CM0006805



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado específico para N-WASP/WASL humano (O00401). Detecta una banda de 55kDa en WB y es adecuado para ELISA. Predice reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios del citoesqueleto de actina y la motilidad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo N-WASP/WASL
Observaciones/Alias	NWASP; WASPB; N-WASP; N-WASP/WASL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8976
GeneID	8976
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de N-WASP/WASL humano (O00401).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00401
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo