


Anticuerpo Policlonal Anti-N-Wasp/Wasl Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00401

Número de artículo: CM0028159



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra N-WASP/WASL humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante (aa 1-250). Ideal para estudios de nucleación de actina y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	N-WASP/WASL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NWASP; WASPB; N-WASP; N-WASP/WASL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8976
GeneID	8976
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de N-WASP/WASL humano (NP_003932.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00401
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo