


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-N4Bp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75113

Número de artículo: CM0026329



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a N4BP1 (proteína 1 de unión a NEDD4), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce N4BP1 humano y de ratón. Ideal para investigación sobre inmunidad innata y restricción viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	N4BP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	N4BP1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	9683
GeneID	80750
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 190-590 de la N4BP1 de ratón (NP_085040.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O75113
Peso de la proteína	100kDa
Envío	Bolsa de hielo