


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-N6Amt1/Hemk2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5N5

Número de artículo: CM0028414



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra N6AMT1/HEMK2 (KMT9) humano validado para WB, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de regulación de la cromatina y metiltransferasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	N6AMT1/HEMK2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KMT9; MTQ2; PrmC; HEMK2; N6AMT; PRED28; C21orf127; m.HsaHemK2P; N6AMT1/HEMK2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29104
GeneID	29104
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-186 de N6AMT1/HEMK2 humano (NP_877426.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5N5
Peso proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo