


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-N6Amt1/Hemk2 Para Wb, Para Ihc-P, Elisa - Q9Y5N5

Número de artículo: CM0018983



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la metiltransferasa humana N6AMT1/HEMK2, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón; adecuado para la investigación de regulación de cromatina y toxicidad por arsénico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	N6AMT1/HEMK2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KMT9; MTQ2; PrmC; HEMK2; N6AMT; PRED28; C21orf127; m.HsaHemK2P; N6AMT1/HEMK2
Especie	Humano
ID de Gen	29104
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y5N5
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo