

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Naa20 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P61599

Número de artículo: CM0030811



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo NAA20 es un anticuerpo policlonal para la detección de N-alfa-acetiltransferasa 20. Adecuado para WB, IHC-P, IP, ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Útil para estudios de acetilación N-terminal, migración celular y fibras de actomiosina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NAA20 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NAT3; NAT5; MRT73; NAT3P; NAT5P; dj1002M8.1; NAA20
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	51126
ID de Gen	51126
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 49-178 de NAA20 humano (NP_057184.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61599
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo