


Anticuerpo Policlonal Anti-Naa25 Para Wb Y Elisa - Q14Cx7

Número de artículo: CM0029941



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NAA25 (subunidad auxiliar de NatB). Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada para ratón y rata. Ideal para el estudio de la acetilación N-terminal de proteínas y la progresión del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NAA25 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NAP1; MDM20; C12orf30; NAA25
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80018
GeneID	80018
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 703-972 de NAA25 humana (NP_079229.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q14CX7
Peso Molecular de la Proteína	112kDa
Envío	Bolsa de hielo