


Anticuerpo Policlonal Anti-Naa40 Para Wb, Elisa - Q86Uy6

Número de artículo: CM0028721



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad específico para NAA40 humano (NatD), una N-alfa-acetiltransferasa para las histonas H4 y H2A. Validado para Western blot y ELISA. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo para NAA40
Observaciones/Alias	NatD; NAT11; PATT1; hNatD; NAA40
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	79829
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-237 de NAA40 humano (NP_079047.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q86UY6
Peso Molecular de la Proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo