

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Naa50 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzz1

Número de artículo: CM0028401



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NAA50 humano (Q9GZZ1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la acetilación N-terminal y la cohesión de cromátidas hermanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NAA50 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SAN; MAK3; NAT5; NAT13; NAT5P; NAT13P; hNaa50p; NAA50
Especie	Humano
ID de Gen	80218
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-169 de NAA50 humano (NP_079422.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZZ1
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo