


Anticuerpo Policlonal Anti-Nab1 Para Wb, Elisa - Q13506

Número de artículo: CM0019102



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NAB1 humano (proteína 1 de unión a NGFI-A), validado para WB y ELISA. Detecta NAB1 endógeno, un represor transcripcional de EGR1 y EGR2. Presenta reactividad cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NAB1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	NAB1
Especie	Humano
GeneID (humano)	4664
GeneID	4664
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 189-317 de NAB1 humano (NP_005957.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q13506
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo