

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nab2 Para Wb, Elisa - Q15742

Número de artículo: CM0027528

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NAB2 de alta calidad validado para WB y ELISA. Dirigido a la proteína 2 de unión a NGFI-A humana y de ratón, un represor transcripcional de EGR1/EGR2. Ideal para estudios de regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NAB2
Observaciones/Alias	MADER; NAB2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4665
ID del Gen	4665
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de NAB2 humano (NP_005958.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15742
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo