


Anticuerpo Policlonal Anti-Naca Para Wb, Elisa - Q13765

Número de artículo: CM0015695



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NACA humana (NAC-alfa) para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. El objetivo es la subunidad alfa del complejo asociado a polipéptido naciente involucrada en el direccionamiento de proteínas y la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NACA Conejo pAb
Observaciones/Alias	HSD48; NACA1; skNAC; NAC-alfa; NACA
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4666
ID del Gen	4666
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13765
Peso de la Proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo