


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Naca Para Wb, Elisa - Q13765

Número de artículo: CM0007238



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra NACA humano (Alpha-NAC, subunidad alfa del complejo asociado a polipéptidos nacientes). Validado para aplicaciones de WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para estudios de direccionamiento al RE y regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-NACA
Observaciones/Alias	HSD48; NACA1; skNAC; NAC-alpha; NACA
Especie	Humano
GeneID (humano)	4666
GeneID	4666
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-215 de NACA humano (NP_005585.1)
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q13765
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo