


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nacc1 Para Wb, Elisa - Q96Re7

Número de artículo: CM0015356



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-NACC1 para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con NACC1 humano y de ratón. Adecuado para investigación sobre represión transcripcional y biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NACC1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	NAC1; BEND8; NAC-1; NECFM; BTBD30; BTBD14B; NACC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	112939
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-340 de NACC1 humano (NP_443108.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96RE7
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo