

Anticuerpo Policlonal Anti-Nadph Oxidasa 4 (Nox4) Para Wb, Elisa - Q9Jhi8

Número de artículo: CM0026775

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NOX4 de ratón, adecuado para WB y ELISA. Detecta NOX4 de ratón y rata, una NADPH oxidasa que genera H₂O₂ y participa en la señalización redox y las respuestas celulares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NADPH oxidasa 4 (NOX4) pAb de conejo
Observaciones/Alias	KOX; KOX-1; RENOX
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	50507
GeneID (Ratón)	50490
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 307-424 de NADPH oxidasa 4 (NOX4) de ratón (NP_056575.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9JHI8
Peso Molecular	67 kDa
Envío	Bolsa de hielo