

Anticuerpo Policlonal Anti-Nadph Oxidasa 4 (Nox4) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nph5

Número de artículo: CM0018290

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra la NADPH oxidasa 4 (NOX4), adecuado para Western blot, inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con NOX4 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de redox signaling y estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] NADPH oxidasa 4 (NOX4) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	KOX; KOX-1; RENOX; 4)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	50507
GeneID	50507
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 328-578 de la NADPH oxidasa 4 (NOX4) humana (NP_058627.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NPH5
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo