

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nadph Oxidasa 4 (Nox4) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nph5

Número de artículo: CM0006553

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la NADPH oxidasa 4 humana (NOX4) para WB, IF/ICC y ELISA. Validado en muestras humanas. Herramienta clave para la investigación del estrés oxidativo, la señalización redox y el riñón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra la NADPH oxidasa 4 (NOX4)
Observaciones/alias	KOX; KOX-1; RENOX; NADPH oxidasa 4 (NOX4)
Especie	Humana
GeneID (humano)	50507
GeneID	50507
Inmunógeno	Proteína recombinante de la NADPH oxidasa 4 humana (NOX4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9NPH5
Peso de la proteína	67 kDa
Envío	Bolsa de hielo