

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nadph Oxidasa 4 (Nox4) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nph5

Número de artículo: CM0021420

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la NADPH oxidasa 4 (NOX4), validado para WB, IHC-P y ELISA en humanos, ratones y ratas. Para el estudio del estrés oxidativo, la señalización redox y la función renal. Inmunógeno recombinante (aa 328-578).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra la NADPH oxidasa 4 (NOX4)
Observaciones/Alias	KOX; KOX-1; RENOX; NADPH oxidasa 4 (NOX4)
Especie	Humano
GeneID (humano)	50507
GeneID	50507
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 328-578 de la NADPH oxidasa 4 (NOX4) humana (NP_058627.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NPH5
Peso de la proteína	67 kDa
Envío	Bolsa de hielo