


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nae1 Para Wb Y Elisa - Q13564

Número de artículo: CM0030585



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NAE1 de alta calidad validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Su objetivo es la subunidad reguladora de la enzima E1 activadora de NEDD8, involucrada en la nedilación y el ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NAE1 Rabbit pAb
Notas/Alias	HPP1; ula-1; APPBP1; NEDFIH; A-116A10.1; NAE1
Especie	Humano
GeneID	8883 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de la NAE1 humana (NP_003896.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13564
Peso molecular	60kDa
Envío	Bolsa de hielo