

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Naga Para Wb, If/Icc, Elisa - P17050

Número de artículo: CM0026694



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NAGA de alta calidad validado para WB, IF/ICC y ELISA. Se dirige a la alfa-N-acetilgalactosaminidasa, una enzima lisosómica crítica para el metabolismo de los glucolípidos. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NAGA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GALB; D22S674; NAGA
Especie	Humano
GeneID (humano)	4668
GeneID	4668
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 312-411 de NAGA humana (NP_000253.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17050
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo