

Anticuerpo Policlonal Anti-Nags De Conejo Para Wb, Elisa - Q8N159

Número de artículo: CM0014392



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo NAGS validado para WB y ELISA. Reconoce la N-acetilglutamato sintasa humana, de ratón y de rata, una enzima del ciclo de la urea mitocondrial. Ideal para investigación de trastornos metabólicos. - Q8N159

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NAGS
Observaciones/Alias	AGAS; ARGAS; NAGS
Especie	Humano
GeneID (humano)	162417
GeneID	162417
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 295-534 de NAGS humano (NP_694551.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N159
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo