

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nags - Q8N159

Número de artículo: CM0020472



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la N-acetilglutamato sintasa (NAGS) humana, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras humanas y de ratón. Ideal para la investigación del ciclo de la urea y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NAGS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NAGS; AGAS; ARGAs; N-acetilglutamato sintasa
Especie	Humano
ID de Gen	162417
Inmunógeno	Proteína recombinante de NAGS humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8N159
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo