

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Naip Para Ihc-P, Elisa - Q13075

Número de artículo: CM0002357



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NAIP de alta calidad validado para IHC-P y ELISA. Reacciona con NAIP humano y de ratón (BIRC1). Ideal para la investigación de apoptosis e inflamasomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NAIP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BIRC1; NLRB1; psiNAIP; NAIP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4671
GeneID	4671
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del NAIP humano (Q13075)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13075
Peso Proteico	160kDa
Envío	Bolsa de hielo