


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Naip Para Wb Y Elisa - Q13075

Número de artículo: CM0020912



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la NAIP humana (BIRC1/NLRB1) validado para WB y ELISA. Detecta el inhibidor de apoptosis y sensor inmunitario innato, con reactividad cruzada con rata. Ideal para investigación sobre apoptosis neuronal e inflammasomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NAIP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BIRC1; NLRB1; psiNAIP; NAIP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4671
GeneID	4671
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 750-850 de la NAIP humana (NP_075043.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q13075
Peso de la proteína	160kDa
Envío	Bolsa de hielo