


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Na⁺/K⁺-Atpasa Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05023

Número de artículo: CM0003232



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la subunidad alfa-1 de la Na⁺/K⁺-ATPasa humana (ATP1A1). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada frente a ratón y rata. Ideal para estudios de transporte iónico y potencial de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Na ⁺ /K ⁺ -ATPasa
Observaciones/Alias	CMT2DD; HOMG5MR2; Na ⁺ /K ⁺ -ATPasa
Especie	Humana
GeneID (humano)	476
GeneID	476
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la Na ⁺ /K ⁺ -ATPasa humana (P05023)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05023
Peso Proteico	113 kDa
Envío	Bolsa de hielo