


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Na⁺/K⁺-Atpasa Para Wb Y Elisa - P05023 / P50993 / P13637 / Q13733

Número de artículo: CM0022122



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la subunidad alfa-1 de la Na⁺/K⁺-ATPasa humana (ATP1A1). Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con rata. Ideal para estudios de transporte iónico y potencial de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Na ⁺ /K ⁺ -ATPasa
Observaciones/Alias	ATP1A1, subunidad alfa 1 transportadora de ATPasa Na ⁺ /K ⁺ , Na ⁺ /K ⁺ -ATPasa
Especie	Humana
GeneID	476/477/478/480
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 386-595 de la Na ⁺ /K ⁺ -ATPasa humana (NP_000692.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P05023/P50993/P13637/Q13733
Peso de la proteína	74 kDa/109 kDa/112 kDa/113 kDa
Envío	Bolsa de hielo