


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Na⁺/K⁺-Atpasa Para Wb - P05023

Número de artículo: CM0026181



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra Na⁺/K⁺-ATPasa, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA en humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante que abarca los aa 1-100 de la ATP1A1 humana. Ideal para el estudio del transporte de iones, potencial de membrana y trastornos neurológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Na ⁺ /K ⁺ -ATPasa Rabbit pAb
Notas/Alias	CMT2DD; HOMGSMR2; Na ⁺ /K ⁺ -ATPasa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	476
GeneID	476
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la Na ⁺ /K ⁺ -ATPasa humana (NP_000692.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05023
Peso de la Proteína	113kDa
Envío	Bolsa de hielo