

Anticuerpo Monoclonal Anti-Nanog Para Wb, If-P, Elisa - Q9H9S0

Número de artículo: CM0006945



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Nanog humano, validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en células madre y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Nanog mAb de conejo
Observaciones/Alias	NANOG; Nanog
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79923
GeneID	79923
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 153-305 de Nanog humano (NP_079141.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H9S0
Peso de la proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo