


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nanog Para Wb, Elisa - Q80Z64

Número de artículo: CM0019063



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo NANOG de ratón de alta calidad validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada humana demostrada. Ideal para estudiar la pluripotencia y la auto-renovación de células madre embrionarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NANOG Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ENK; Stm1; ecat4; 2410002E02Rik; NANOG
Especie	Ratón
ID de Gen (Ratón)	71950
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-305 del NANOG de ratón (NP_082292.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q80Z64
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo