

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nanog Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9S0

Número de artículo: CM0026595



Introducción

Nanog Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad en humano, ratón y rata. Se dirige al factor de transcripción NANOG, clave para la pluripotencia y el desarrollo de las células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Nanog Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NANOG; Nanog
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79923
GeneID	79923
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-105 de Nanog humano (NP_079141.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H9S0
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo