


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nanp Para Wb Y Elisa - Q8Tbe9

Número de artículo: CM0017727



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la N-acilneuraminato-9-fosfatasa humana (NANP/HDHD4). Verificado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Herramienta clave para la investigación del metabolismo del ácido siálico. 28 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-NANP
Observaciones/alias	HDHD4; C20orf147; dj694B14.3; NANP
Especie	Humano
GeneID (humano)	140838
GeneID	140838
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-248 de la NANP humana (NP_689880.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8TBE9
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo