

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nans Para Wb, Elisa - Q9Nr45

Número de artículo: CM0028766



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NANS humano, generado contra una proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 260-359. Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Ideal para estudiar el metabolismo del ácido siálico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NANS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SAS; SEMDG; SEMDCG; HEL-S-100; NANS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54187
GeneID	54187
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 260-359 de NANS humano (NP_061819.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NR45
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo