

Anticuerpo Policlonico Anti-Nans De Conejo Para Wb, Elisa - Q9Nr45

Número de artículo: CM0021266



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra NANS humano, validado para estudios de knockout. Adecuado para western blotting y ELISA. NANS es una enzima clave en la biosíntesis de ácido siálico, esencial para el desarrollo cerebral y esquelético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] NANS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SAS; SEMDG; SEMDCG; HEL-S-100; NS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54187
GeneID	54187
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 260-359 de NANS humano (NP_061819.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonicos
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NR45
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo