

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Nap1L1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P55209

Número de artículo: CM0011995



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NAP1L1 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce NAP1L1 humano, de ratón y de rata, una chaperona de histonas implicada en el ensamblaje de nucleosomas, la reparación del ADN y la neurogénesis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                    |
|---------------------|--------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo NAP1L1     |
| Observaciones/Alias | NRP; NAP1; NAP1L; NAP1L1 |
| Especie             | Humano                   |
| GeneID              | 4673                     |
| Inmunógeno          | Péptido sintético        |
| Fuente              | Conejo                   |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA        |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata      |
| SWISS               | P55209                   |
| Peso de la proteína | 45 kDa                   |
| Envío               | Bolsa de hielo           |