

## Anticuerpo Policlonado De Conejo Anti-Nap1L5 Para Wb Y Elisa - Q96Nt1

Número de artículo: CM0023690

### Introducción

Anticuerpo Policlonado de Conejo anti-NAP1L5 validado para WB y ELISA, reactivo con humano y ratón. Ideal para investigar la función de las chaperonas de histonas, el ensamblaje de nucleosomas y la dinámica de cromatina específica del cerebro.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | NAP1L5 pAb de conejo                                                                                                                                         |
| Notas/Alias         | DRLM; NAP1L5                                                                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                       |
| GeneID (Humano)     | 266812                                                                                                                                                       |
| GeneID              | 266812                                                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-120 de la NAP1L5 humana (NP_715638.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                       |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonados                                                                                                                                     |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                                    |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                                                |
| SWISS               | Q96NT1                                                                                                                                                       |
| Peso de la Proteína | 20kDa                                                                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                               |