

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Napb Para Wb, Elisa - Q9H115

Número de artículo: CM0022761

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NAPB humano (SNAP-BETA), validado para WB y ELISA. Adecuado para el estudio del transporte vesicular entre el RE y el aparato de Golgi, así como de trastornos del neurodesarrollo relacionados, en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra NAPB
Observaciones/Alias	SNAPB; DEE107; SNAP-BETA; NAPB
Especie	Humano
GeneID	63908
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-50 de NAPB humano (NP_071363.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9H115
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo