

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Napg (Gammasnep) Para Wb Y Elisa - Q99747

Número de artículo: CM0016854

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NAPG (GAMMASNAP), validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el transporte vesicular del RE al aparato de Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-NAPG
Observaciones/Alias	GAMMASNAP; NAPG
Especie	Humana
ID del gen	8774
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-312 de NAPG humano (NP_003817.1)
Origen	De conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	Q99747
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo