

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Napg Para Wb Y Elisa - Q99747

Número de artículo: CM0027963

Introducción

NAPG Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal contra la proteína de unión a NSF soluble gamma, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de tráfico intracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NAPG Rabbit pAb
Notas/Alias	GAMMASNAP; NAPG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8774
GeneID	8774
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-312 de NAPG humano (NP_003817.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99747
Peso de la proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo