

Anticuerpo Policlonal Anti-Naprt Para Wb, Elisa - Q6Xqn6

Número de artículo: CM0018532



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NAPRT validado para WB y ELISA; detecta NAPRT humano, de ratón y de rata, una enzima citosólica de aproximadamente 58 kDa que cataliza el primer paso de la biosíntesis de NAD a partir del ácido nicotínico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NAPRT Rabbit pAb
Observaciones/alias	NAPRT1; PP3856; NAPRT
Especie	Humano
ID del gen (humano)	93100
ID del gen	93100
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 309-538 de NAPRT1 humano (NP_660202.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q6XQN6
Peso de la proteína	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo