

Anticuerpo Policlonal Anti-Napsa Para Wb, Elisa - O96009

Número de artículo: CM0019652

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo NAPSA detecta la napsina-A, una proteasa aspártica implicada en el procesamiento del surfactante. Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en rata. Ideal para la investigación de pulmón y riñón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NAPSA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NAPSA; KAP; Kdap; NAP1; NAPA; SNAPA; napsin-A
Especie	Humano
GeneID	9476
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 64-190 de la NAPSA humana (NP_004842.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	O96009
Peso proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo